



BRAEL - Aparaty Medyczne

24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel./fax: 81-4731393

www.brael.com.pl brael@brael.com.pl

Detektor tętna płodu:

Model: UDT-300

z głowicą BP2MHz



Przeznaczenie	badanie tętna płodu
Zasilanie	sieciowe 230V
Moc akustyczna	10W
Regulacja głośności	ręczna i automatyczna ARC
Wyjścia	słuchawkowe
Głowica wymienna	BP2MHz, wąskokątna 20 mm
Wyświetlacz	częstość serca płodu FHR
Zakres pomiaru tętna	50-210 bpm
Częstotliwość fali ultradźwiękowej	2 MHz
Wymiary	260x200x100 mm
Waga	1,5 kg
Wyposażenie standardowe	głowica wymienna BP2MHz, żel
Wyposażenie na życzenie	słuchawki,
Inne istotne informacje	moduł ARC[®] ułatwia odbiór sygnałów uchwyt głowicy
Serwis	BRAEL- Aparaty Medyczne
Kod produktu	UDT-300D

maj 2009

CE 0197