



BRAEL - Aparaty Medyczne

24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

tel./fax: 81-4731393

www.brael.com.pl brael@brael.com.pl

Detektor tętna płodu:

Model: UDT-300 z zapisem

Kod produktu: UDT-300 z zapisem



| | |
|------------------------------------|--|
| Przeznaczenie | badanie tętna płodu rejestracja tętna i ruchów płodu na papierze |
| Zasilanie | sieciowe 230V |
| Moc akustyczna | 10W |
| Regulacja głośności | ręczna i automatyczna ARC |
| Wyjścia | słuchawkowe |
| Głowica wymienna | B7P2MHz, szerokokątna 7-elementowa |
| Wyświetlacz | częstość serca płodu FHR |
| Zakres pomiaru tętna | 50-210 bpm |
| Częstotliwość fali ultradźwiękowej | 2 MHz |
| Wymiary | 260x200x100 mm |
| Waga | 2,4kg z drukarką |
| Drukarka KAFKA SQ: | rozdzielczość - 4 punkty/mm prędkość zapisu - 1 cm/min szerokość papieru - 112 mm typ papieru - termiczny |
| Wyposażenie standardowe | drukarka KAFKA SQ, rolka papieru, pas zamocowania głowicy, ręczny znacznik ruchów płodu, żel |
| Wyposażenie na życzenie | słuchawki, głowica wąskokątna BP2MHz |
| Inne istotne informacje | moduł ARC® ułatwia odbiór sygnałów zapis jak w kardiokardio grafie bez rejestracji skurczów macicy wskaźnik jakości sygnału uchwyt drukarki |
| Serwis | BRAEL-Aparaty Medyczne |

