

DETEKTORY TĘTNA PŁODU



Doptone UDT -20D Zaprojektowany do porodów w wodzie i ogólnego zastosowania

- od 9 tygodnia
- automatyczne wyłączenie
- wysoka jakość dźwięku (1W)
- długa praca baterii (32 godz.)
- automatyczne i ręczne zliczanie częstości
- ręczna i automatyczna regulacja poziomu dźwięku



BabyPulse FD-10D Najbardziej zaawansowany detektor na świecie

- od 9 tygodnia
- detektor impulsowy
- automatyczne wyłączenie
- wysoka jakość dźwięku (1W)
- długa praca baterii (16 godz.)
- automatyczne i ręczne zliczanie częstości
- ręczna i automatyczna regulacja poziomu dźwięku

UDT-300 Model wysokiej klasy

- od 9 tygodnia
- zasilanie sieciowe 230V
- zapis na drukarce (opcja)
- wysoka jakość dźwięku (10W)
- moduł ARC – doskonała kontrola sygnału
- wymienne głowice (szerokokątna i zwykła)



BRAEL-Aparaty Medyczne
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1.
tel./fax: 81-4731393
e-mail: brael@brael.com.pl

www.brael.com.pl